



人とともに呼吸する。

KOIKE MEDICAL | CPAP MASK

j-fit マスク.J

すべてのCPAPユーザーへ。

j-fit マスクに改善・改良を加え、  
新たに生まれ変わりました。



ジェイフィット・マスク  
ドット・ジェイ  
**J-fit.J**  
**j-fit Mask.J**

## 角度調整機能付アーム

4段階の角度調整で可動しフィットします。  
エルボー稼働を邪魔しない構造。

## ベント付 360°回転エルボ

360°回転することで寝返り時等に  
生じるチューブのねじれを防ぎます。

## 360°回転スイベル

360°回転エルボ同様、スイベルが  
360°回転することで寝返り時等に  
生じるチューブのねじれを防ぎます。

## シリコンヘッドパッド

ワンピースヘッドパッドで前頭部に  
しっかりとフィットします。

## マスククッション

新シリコンクッションで密着性が向上。  
鼻に軽くあてるだけでも空気が  
漏れないのでヘッドギアを強く  
締め付ける必要がありません。  
また、装着痕もつきにくくなりました。

## イージークリップ

ヘッドギアを簡単・スピーディに  
着脱できます。  
調整は初回装着時のみで適切な  
フィットを維持できます。

## 伸縮性素材ヘッドギア

軽量で通気性のある丈夫な素材で  
快適なサポートを提供します。また、  
立体的な裁断と縫製によりフィットします。



販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類	サイズ	商品コード
j-fitマスク.J(ネーザル)	13B1X00009000101	人工呼吸器用マスク	一般医療機器	S	3342001
				M	3342002
				L	3342003

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。

製造販売元 株式会社 小池メディカル  
本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8  
TEL:03(5662)6605  
www.koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…