



操作性の良い タッチスクリーン

大画面かつ応答性の高いタッチスクリーンで
設定や確認がより簡単に行えます。


マスクフィット テスト機能

就寝前にマスクのフィッティングテストが実施
可能です。装着状態を確認することで、より
効果的な治療環境を提供します。




静音ブロー設計

新開発のブローとエアフロー設計により
稼働音を低減。就寝環境に配慮した静音性
を実現しています。




多様な呼吸イベントの モニタリング

RERA（呼吸努力関連覚醒）を含む睡眠イベ
ントの検出に対応。より精度の高いモニタリ
ングを提供します。




インテリジェントアルゴリズムによる 快適な圧力制御

最適化されたアルゴリズムで多様な呼吸イベント
を検出。
ひとり一人の呼吸状態に合わせた快適な治療を
可能にします。



クラウドデータ管理 BreathCare Web Management System

4Gモデム内蔵。
患者管理・レポート出力・処方変更を一括でクラウド管理できます。



製品名：SleepCare

一般的名称：持続的自動気道陽圧ユニット
認証番号：307AFBZX00072000

標準構成

本体
電源アダプタ・電源コード
ウォータータンク
SDカード
ヒータワイヤ回路
エアフィルタ
トラベルバッグ
取扱説明書
クイックガイド

交換部品

JANコード	品名
4582330873210	SleepCare
4582330873227	ウォータータンク
4582330873234	ヒータワイヤ回路
4582330873241	エアフィルタ
4582330873258	電源コード
4582330873265	AC 電源アダプタ

製品仕様

入力電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
出力電圧	24V
チャンバ容量	300±30ml
ノイズレベル	27dBA±2dBA
性能	圧力範囲：4-20cmH ₂ O
適合規格	IEC 60601-1-2:2020 ISO 80601-2-70:2020 ISO 80601-2-74:2021 ISO 5356-1:2015
寸法	105(H)×265(W)×135(D) mm
重量	1.5kg
動作条件	周囲温度：+5℃～35℃ 相対湿度：15%～90%、結露なし 大気圧：700hPa～1060hPa
保管および 輸送条件	周囲温度：-20℃～60℃ 相対湿度：15%～90% 高度：3000m

yuwell

SleepCare

Auto CPAP



代理店



総販売元

ノーザリーメディカル株式会社

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西 15-1-10

ITO メディカルビル札幌 6F

TEL：011-595-7261 FAX：011-595-7262

<https://northerlymed.com/>



製造販売業者

カフベンテックジャパン株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-5-8F

外国製造者

Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment & supply Co.,Ltd

NORTHERLY
MEDICAL